



Lessives liquides et pastilles PRODIFA

## PASTILLE LINGE SWITCH **DÉSINFECTANTE BACTÉRICIDE**

Ref. 250029







## **DOUBLE ACTION NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE**

Action bactéricide et levuricide grâce à l'acide peracétique généré par le percarbonate de sodium et le TAED et au PAP Haute performance de lavage grâce à l'action des enzymes et des tensioactifs

Activité bactéricide immédiate après la fin du cycle de lavage Elimine 99.9% des bactéries et des levures, à 40° après 30 minutes de temps de contact pour 12 L d'eau avec 2 pastilles Contient : agent de blanchiment + agents de surface + enzymes Efficace en conditions de saleté contre les bactéries Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium et contre la levure Candida Albicans.

ASPECT: solide

FORME: Octogonale 36 x 26 x 10 mm NBR DE COUCHES: 2

COULEUR: BLANC FLOWPACK: PP BLANC

PARFUM: oui POIDS: +/- 21 gr

## Utilisation:

- 1 pastille en lavage classique (5 kg de linge)
- 2 pastilles pour un linge très sale et action désinfectante (5
- kg de linge)

  Trier le linge et respecter les températures indiquées sur les étiquettes
- Retirer l'emballage de la pastille
- Placer la pastille directement dans le tambour (de préférence avec un filet).
- Déposer les vêtements, puis faire tourner le cycle de lavage (mini 40°C)
- Ne pas utiliser pour des cycles de lavage inférieurs à 45
- Produit déconseillé pour la laine, soie ou tissus très délicats.
- Pour une désinfection efficace, renouveler à chaque lavage.
- Ne pas manipuler avec les mains humides.
- Refermer le seau après utilisation.

Données techniques	
Conditionnement	seau de 125 pastilles
UC	1
рН	10
Aspect	Tablettes
Norme(s)	EN 13727, EN 13624